

Поликлональное Антитело Anti-Npc2 (He1, Eddm1) Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61916

Артикул: CM0028328



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий NPC2 (HE1, EDDM1), валидировано для WB, IF-P, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для изучения транспорта холестерина и болезни Ниманна-Пика типа C2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPC2 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	HE1; EDDM1; NPC2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10577
GeneID	10577
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-151 человеческого NPC2 (NP_006423.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61916
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом