


Поликлональное Антитело Против Npff Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — O15130

Артикул: CM0025786



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого NPFF, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с крысиным NPFF, подходит для изучения функции нейрпептидов и модуляции боли.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPFF Rabbit pAb
Примечания/алиасы	FMRFAL; NPFF
Вид	Человек
ID гена (человек)	8620
ID гена	8620
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34–113 человеческого NPFF (NP_003708.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB (Вестерн-блоттинг), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O15130
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего материала