

**Кроличья Поликлональная Антитела Против Nphp4 Для
Вестерн-Блоттинга,
Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - O75161**
Артикул: CM0030783

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого NPHP4 (нефроцистина-4) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы, поддерживая исследования цилиопатий и заболеваний почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPHP4 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ROC10; SLSN4; NPHP4
Вид	Человек
GeneID (человек)	261734
GeneID	261734
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1247-1426 человеческого NPHP4 (NP_055917.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75161
Молекулярная масса белка	158 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом