

Поликлональные Антитела Anti-Nphs2 Для Wb, Elisa - Q9Np85

Артикул: CM0020171

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого NPHS2 (подоцина). Проверены для WB и ELISA, перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Важный инструмент для исследования гломерулярной проницаемости и нефротического синдрома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPHS2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PDCN; SRN1; NPHS2
Вид	Человек
GeneID (человек)	7827
GeneID	7827
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислот 300-388 человеческого NPHS2 (NP_055440.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NP85
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Хладоэлемент