

Кроличье Моноклональное Антитело К Anti-Nphs2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nr9

Артикул: CM0006699

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого подоцина (NPHS2), для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Экспрессируемый в почечных подоцитах, подоцин регулирует клубочковую фильтрацию. Идеально подходит для исследований и диагностики нефротического синдрома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPHS2 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	PDCN; SRN1; NPHS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7827
GeneID	7827
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 284-383 человеческого NPHS2 (Q9NP85).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NP85
Молекулярный вес белка	42 кДа
Доставка	Сумка со льдом