


Поликлональное Антитело Кролика Против Nploc4 Для Вестерн-Блоттинга - Q8Tat6

Артикул: CM0028003



введение

Поликлональное антитело кролика против NPLOC4 (Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA) нацелено на человеческий белок NPLOC4, ключевой компонент убиквитин-зависимого пути деградации белков. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	NPLOC4 Поликлональное антитело кролика (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	NPL4; NPLOC4
Вид	Человек
GeneID (человек)	55666
GeneID	55666
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TAT6
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом