

Поликлональное Антитело Против Npm3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75607

Артикул: CM0020832

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого NPM3 (Nucleoplasmin-3), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. NPM3 играет роль в ремоделировании хроматина и биогенезе рибосом, что делает это антитело полезным для изучения ядерных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPM3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PORMIN; TMEM123; NPM3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10360
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-140 человеческого NPM3 (NP_008924.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75607
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом