


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Nppa Для Wb, Ihc-P, Elisa - P01160

Артикул: CM0014630



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого NPPA (натрийуретические пептиды A), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сердечно-сосудистой системы и почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPPA Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATRFB6; ATRST2; CDD-ANF; NPPA
Вид	Человек
GeneID (человек)	4878
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого NPPA (NP_006163.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P01160
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом