


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Npr3 (Anp-C) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P17342

Артикул: CM0025605



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NPR3 (рецептор клиренса ANP-C). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований сигналинга натрийуретических пептидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPR3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NPRC; ANP-C; ANPRC; BOMOS; NPR-C; ANPR-C; GUCY2B; C5orf23; NPR3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4883
GeneID	4883
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17342
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	В пакете со льдом