

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Npsr1 Для Wb И Elisa — Q6W5P4

Артикул: CM0019229

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий NPSR1 (рецептор нейропептида S). Валидировано для WB и ELISA, специфично для человека и получено против С-концевого пептида. Поддерживает исследования GPCR-сигналинга и астмы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPSR1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GPRA; NPSR; VRR1; ASRT2; PGR14; GPR154; NPSR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	387129
GeneID	387129
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200 до С-конца человеческого NPSR1 (NP_001287863.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q6W5P4
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом