

Анти-Nptx2 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P47972

Артикул: CM0014069

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого нейронального пентраксина-2 (NPTX2), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Поддерживают исследования синаптической пластичности и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPTX2 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	NP2, NARP, NP-II, NPTX2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4885
ID гена	4885
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-240 человеческого NPTX2 (NP_002514.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P47972
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом