

Кроличья Поликлональная Антитела Против Npy Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P01303

Артикул: CM0026511



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NPY (пропронейропептида Y), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным, крысиным белком. Идеально для исследований сигналинга нейропептида Y и пищевого поведения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPY Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PYY4; NPY
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4852
GeneID	4852
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-97 NPY (NP_000896.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01303
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом