

Кроличья Поликлональная Антитела Против Npy4R Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P50391

Артикул: CM0027128



введение

Кроличьи rAb против NPY4R для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленные на человеческий NPY4R. Рекомбинантный иммуноген (aa 1-80). Валидированы на человеческих образцах. 42 кДа, доставка на льду. Идеально для исследования рецепторов нейропептидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против NPY4R
Примечания/Альтернативные названия	Y4; PP1; PPYR1; NPY4-R; NPY4R
Вид	Человек
GeneID	5540
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P50391
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	В пакете со льдом