

Кроличье Моноклональное Антитело Против Npy5R Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q15761

Артикул: CM0011535

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого NPY5R (SWISS: Q15761). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований рецептора нейропептида Y.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к NPY5R
Примечания/Альтернативные названия	NPYR5; NPY5-R; NPY5-R; NPY5R
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4889
ID гена	4889
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого NPY5R (Q15761).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15761
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом