

## Поликлональное Антитело К Nqo1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Парафин, Иф/Ицх, Ифа - P15559

Артикул: CM0014171



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий NQO1 (хинонредуктаза 1), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для изучения редокс-метаболизма, химиорезистентности и протеасомных путей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | NQO1 Кроличье pAb                                                                                                                |
| Примечания/Алиасы         | DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                          |
| GeneID (Человек)          | 1728                                                                                                                             |
| GeneID                    | 1728                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-274 человеческого NQO1 (NP_000894.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                          |
| Применение                | Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-парафин (IHC-P), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), ИФА (ELISA)                                                         |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                             |
| SWISS                     | P15559                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка  | 31 кДа                                                                                                                           |
| Условия доставки          | В пакете со льдом                                                                                                                |