

Анти-Nqo1 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, IHC-P, IP, Elisa - P15559

Артикул: CM0006410



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело NQO1 для WB, IHC-P, IP, ELISA. Обнаруживает эндогенный NQO1 (~31 кДа) у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения метаболизма хинонов, окислительного стресса и регуляции протеасом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NQO1 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1728
GeneID	1728
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого NQO1 (NP_000894.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15559
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Сумка со льдом