

Кроличья Моноклональная Антитела Против Nqo1 (Валидированы На Нокаут) Для Wb, If-P, Ифа — P15559

Артикул: CM0002891



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против NQO1, валидированное на нокаутную специфичность. Подходит для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF-P) и ИФА-анализов образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения детоксикации хинонов, окислительного стресса и сигнальных путей, связанных с раком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированы KO] Моноклональное кроличье антитело к NQO1
Примечания/синонимы	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; [Валидированы KD] NQO1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1728
ID гена	1728
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислот 1-100 человеческого NQO1 (P15559).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P15559
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Сумка-холодильник