

Кроличьи Моноклональные Антитела К Anti-Nqo1 (Валидированные На Ко) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If-P), Ифа (Elisa) - P15559

Артикул: CM0007544



введение

Валидированные на КО кроличьи моноклональные антитела к NQO1 для WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный NQO1 (31 кДа). Идеально подходят для исследований в области редокс-биологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] NQO1 кроличьи мАт
Примечания/Псевдонимы	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; [Валидировано на KD] NQO1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1728
ID гена	1728
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-274 человеческого NQO1 (NP_000894.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15559
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент