

Кроличья Поликлональная Антитело Против Nqo1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P15559

Артикул: CM0015624



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NQO1 (NAD(P)H дегидрогеназа [хинон] 1). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, ELISA; перекрестно реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Используется в исследованиях редокс-биологии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NQO1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1728
GeneID	1728
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-274 человеческого NQO1 (NP_000894.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15559
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом