

Моноклональное Антитело Против Nqo2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P16083

Артикул: CM0009511



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого NQO2 (хинонредуктазы 2). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Полезный инструмент для изучения путей клеточной детоксикации и витамин К-зависимого карбоксилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NQO2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4835
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого NQO2 (P16083)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P16083
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом