

Поликлональное Антитело Против Nqo2 Для Вб, Ифа - P16083

Артикул: CM0014404



введение

Кроличье поликлональное антитело против NQO2 для вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает NQO2 человека и мыши (QR2) — цитоплазматическая хинонредуктаза, участвующая в процессах детоксикации. Идеально подходит для исследований метаболизма витамина К и путей детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NQO2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
Вид	Человек
ID гена (человек)	4835
ID гена	4835
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-231 белка NQO2 человека (NP_000895.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16083
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом