

Поликлональные Антитела К Nr0B1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P51843

Артикул: CM0024477



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку NR0B1 (DAX1) человека, подходящие для методов WB, IF/ICC и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходят для изучения корепрессии ядерных рецепторов и развития гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к NR0B1
Примечания/Синонимы	АНС; АНХ; DSS; GTD; ННГ; АНСН; DAX1; DAX-1; NROB1; SRXY2; NR0B1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	190
GeneID	190
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 NR0B1 человека (NP_000466.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P51843
Молекулярная масса белка	52 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом