


Анти-Nr1H4 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Ri1

Артикул: CM0018062



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого NR1H4 (FXR), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Перекрестно реагирует с мышами и крысами. Идеально подходит для исследований рецепторов желчных кислот и изучения метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NR1H4 кроличья пАт
Примечания/Псевдонимы	BAR; FXR; HRR1; HRR-1; PFIC5; RIP14; NR1H4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9971
ID гена	9971
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого NR1H4 (NP_001193922.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96Ri1
Молекулярный вес белка	56 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент