


Поликлональная Кроличья Антитела Против Nr1I3 Для Вестерн-Блоттинга — Q14994

Артикул: CM0021277



введение

Поликлональная кроличья антитела против NR1I3 (CAR), подходит для ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Валидирована для человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнальных путей ядерных рецепторов и ответа на ксенобиотики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NR1I3 кроличья пАт
Примечания/алиасы	CAR; CAR1; MB67; NR1I3
Вид	Человек
ID гена (человек)	9970
ID гена	9970
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 103–352 человеческого NR1I3 (NP_001070948.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14994
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом