

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Nr2C1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - P13056

Артикул: CM0030206

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого NR2C1 (TR2), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA; обнаруживают сиротский ядерный рецептор массой 67 кДа. Идеально подходят для изучения транскрипционной репрессии, стволовых клеток и сигнального пути ретиноевой кислоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NR2C1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TR2; NR2C1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7181
ID гена	7181
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого NR2C1 (NP_003288.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P13056
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	В ледяном пакете