


Поликлональное Антитело К Nr2C2 Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P49116

Артикул: CM0030733



введение

Антикроличье поликлональное антитело к NR2C2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на орфанный ядерный рецептор TR4, участвующий в регуляции транскрипции, сперматогенезе и эмбриональном развитии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к NR2C2
Примечания/Синонимы	TR4; TAK1; NR2C2
Вид	Человек
ID гена (человек)	7182
ID гена	7182
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 240–380 человеческого NR2C2 (NP_003289.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49116
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	С ледяной упаковкой