


## Кроличье Моноклональное Антитело Против Nr2C2/Tr4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P49116

Артикул: CM0006395



### введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого NR2C2/TR4, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения сигнальных путей ядерных рецепторов, сперматогенеза и эмбрионального развития.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье mAb к NR2C2 / TR4                                                                                                                |
| Примечания/Алиасы         | TR4; TAK1; NR2C2 / TR4                                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                   |
| GeneID (Человек)          | 7182                                                                                                                                      |
| GeneID                    | 7182                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 460-555 человеческого NR2C2 / TR4 (NP_003289.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                    |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                   |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                      |
| SWISS                     | P49116                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 65 кДа                                                                                                                                    |
| Доставка                  | В пакете со льдом                                                                                                                         |