


Моноклональные Антитела Anti-Nr2E1/TLx Для Вестерн-Блота И Ифа — Q9Y466

Артикул: CM0005742



введение

Кроличьи моноклональные антитела против человеческого NR2E1/TLX (ядерный рецептор TLX). Валидированы для Вестерн-блота и ИФА; перекрестно реагируют с белком человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований развития мозга и ретиногенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NR2E1/TLX кроличьи моноклональные антитела
Примечания/алиасы	TLL; TLX; XTLL; NR2E1/TLX
Вид	Человек
ID гена (человек)	7101
ID гена	7101
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого NR2E1 (Q9Y466).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y466
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	С хладагентом