


Поликлональные Антитела Против Nr2E1/TLx Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q9Y466

Артикул: CM0025228



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому NR2E1/TLX (ядерный рецептор TLX), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагируют с белком человека и мыши. Предназначены для изучения развития мозга, биологии сетчатки и передачи сигналов через ядерные рецепторы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к NR2E1/TLX
Примечания/алиасы	TLL; TLX; XTLL; NR2E1/TLX
Вид	Человек
ID гена (человек)	7101
ID гена	7101
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 106-385 человеческого NR2E1/TLX (NP_003260.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Y466
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодовой пакет