

Кроличья Поликлональная Антитела Против Nr2F1 Для IHC-P, Elisa - P10589

Артикул: CM0024592



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NR2F1 (COUP-TF I), валидированные для IHC-P и ELISA. Перекрестно реагируют с человеком. Полезны для исследований регуляции генов и ядерных рецепторов. Молекулярная масса: 46 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NR2F1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	EAR3; BBOAS; EAR-3; SVP44; BBSOAS; ERBAL3; COUPTF1; TFCOUP1; COUP-TFI; TCFCOUP1; NR2F1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7025
ID гена	7025
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 60-180 человеческого NR2F1 (NP_005645.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10589
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом