


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Nr2F2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P24468

Артикул: CM0015251



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий NR2F2 (транскрипционный фактор COUP 2). Подходит для применений WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции и развития яичников.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против NR2F2
Примечания/синонимы	ARP1; ARP-1; CHTD4; NF-E3; SRXX5; SVP40; COUPTF2; COUPTFB; TFCOUP2; COUPTFII; NR2F2
Вид	Человек
GeneID (человек)	7026
GeneID	7026
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1–100 человеческого NR2F2 (NP_066285.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P24468
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом