


Поликлональное Антитело Против Nr5A2 Для Вб, Игг-П - 000482

Артикул: CM0018409



введение

Кроличье поликлональное антитело к NR5A2, валидированное для ВБ, IF-P, ИГГ-П и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Необходимо для исследований развития печени, метаболизма холестерина и вируса гепатита В.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NR5A2, кроличье поликлональное антитело
Примечания/Синонимы	B1F, CPF, FTF, B1F2, LRH1, LRH-1, FTZ-F1, hB1F-2, FTZ-F1beta, NR5A2
Вид	Человек
GeneID (человек)	2494
GeneID	2494
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 300-541 человеческого NR5A2 (NP_995582.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	000482
Молекулярная масса белка	61кДа
Доставка	Холодовая упаковка