

Кроличья Поликлональная Антитела Против Nras Для Вестерн-Блоттинга - P01111

Артикул: CM0028193



введение

Кроличьи поликлональные антитела к NRAS, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Определяют NRAS человека, мыши, крысы. Подходят для изучения пути Ras-MAPK и онкологических исследований. UniProt P01111.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к NRAS (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	NS6; CMNS; KRAS; NCMS; ALPS4; N-ras; NRAS1; NRAS
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4893
ID гена	4893
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 90-189 белка NRAS человека (NP_002515.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01111
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом