


Поликлональное Антитело Anti-Nrcam Для Wb И Elisa — Q92823

Артикул: CM0022845



введение

Поликлональное антитело Anti-NRCAM (кроличье) для WB и ELISA. Определяет NRCAM человека и мыши — молекулу клеточной адгезии нейронов, критически важную для роста нейритов и формирования узлов Ранвье.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NRCAM Rabbit pAb
Примечания/синоним	NEDNMS; NRCAM
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4897
Идентификатор гена	4897
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-115 NRCAM человека (Q92823).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q92823
Молекулярная масса белка	144 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом