

Кролиčky Поликлональные Антитела K Nrd1 Для Wb, Elisa - O43847

Артикул: CM0029928

введение

Кролиčky поликлональные антитела к NRD1 человека (нардилизину), валидированные для WB и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходят для исследований созревания аксонов, миелинизации и функции протеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиčky пАт к NRD1
Примечания/Синонимы	NRD1; hNRD1; hNRD2
Вид	Человек
ID гена (человек)	4898
ID гена	4898
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-400 NRD1 человека (NP_001095132.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43847
Молекулярная масса белка	132 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом