

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Nrf1 Для Вб, Ифа И Chip - Q16656

Артикул: CM0027256



введение

Поликлональные кроличьи антитела к NRF1, валидированные для ВБ, ИФА и ChIP. Обнаруживают NRF1 человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген (аа 240-449). Подходят для исследований факторов транскрипции и митохондриальной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NRF1 кроличья пАб
Примечания/Альясы	ALPHA-PAL; NRF1
Вид	Человек
GeneID	4899
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 240-449 человеческого NRF1 (NP_001035199.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16656
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодовой пакет