


Поликлональное Антитело Anti-Nrf2 Для Wb, IHC-P, Elisa - Q16236

Артикул: CM0015730



введение

Поликлональное кроличье антитело к человеческому NRF2 (NFE2L2), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований окислительного стресса и цитопротекции. SWISS: Q16236.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NRF2 Rabbit pAb
Примечания/синоним	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Вид	Человек
GeneID (человек)	4780
GeneID	4780
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 243–400 человеческого NRF2 (NP_006155.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16236
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Хладоэлемент