


Поликлональные Антитела Против Nrf2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16236

Артикул: CM0014692



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого NRF2, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагируют с мышью и крысой. Подходят для исследований окислительного стресса, цитопroteкции и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NRF2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	NRF2; NBP1; Nrf-2; IMDDHH
Вид	Человек
GeneID (человек)	4780
GeneID	4780
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 366-605 человеческого NRF2 (NP_006155.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16236
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом