


Кроличья Поликлональная Антитело Против Nrf2 Для Вестерн-Блоттинга, Иф (Клетки), Игх (Ткани), Ифа - Q16236

Артикул: CM0014689



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого NRF2 (NP_006155.2, Q16236) для Вестерн-блоттинга, ИФ (клетки), ИГХ (ткани), ИФА. Валидировано на человеке, мыши, крысе. Подходит для исследований окислительного стресса, аутофагии и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NRF2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4780
GeneID	4780
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16236
Молекулярный вес белка	68 кДа
Доставка	В ледяном пакете