

Поликлональное Антитело Anti-Nrg1 Для Wb, Elisa - Q02297

Артикул: CM0017200



введение

Кроличье поликлональное антитело к NRG1 для применений в вестерн-блоттинге и ELISA, реагирующее с белками человека, мыши и крысы. Исследуйте сигнальный путь NRG1-ERBB в процессах роста, дифференцировки клеток и нейроразвития. Идеально подходит для исследований IVD и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NRG1
Примечания/псевдонимы	GGF, HGL, HRG, NDF, ARIA, GGF2, HRG1, HRGA, SMDF, MST131, MSTP131, NRG1-IT2, NRG1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3084
GeneID	3084
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого NRG1 (NP_039252.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q02297
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом