

Поликлональные Антитела Кролика Против Nrg4 Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q8Wwg1

Артикул: CM0025628

введение

Поликлональные антитела кролика к человеческому нейрегулину-4 (NRG4). Подходит для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии парафиновых срезов и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Исследовательский инструмент для изучения тирозинкиназной сигнализации ERBB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NRG4 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	NRG4; NRG4
Вид иммуногена	Человек
ID гена (человек)	145957
ID гена	145957
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого NRG4 (NP_612640.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WWG1
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Холодильный пакет