


Поликлональное Антитело Против Nrip1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P48552

Артикул: CM0025175



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на NRIP1 (RIP140), подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Детектирует человеческий и мышинный NRIP1, транскрипционный корегулятор, участвующий в циркадных ритмах и развитии почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NRIP1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CAKUT3; RIP140; NRIP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8204
GeneID	8204
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 939-1158 человеческого NRIP1 (NP_003480.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P48552
Молекулярная масса белка	127 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом