

Анти-Nrip2 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q9Bqi9

Артикул: CM0016869

введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого NRIP2 (Nuclear receptor-interacting protein 2), валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NRIP2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NRIP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	83714
ID гена	83714
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140-281 человеческого NRIP2 (NP_113662.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BQI9
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом