


Кроличья Поликлональная Антитело К Nrхn1 Для Wb, Elisa — P58400 / Q9ULb1

Артикул: CM0012933



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к NRXN1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Распознает человеческую и мышиную нейрексин-1-бета — ключевую синаптическую адгезивную молекулу, участвующую в формировании синапсов. Идеально подходит для нейробиологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NRXN1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PTNLSL2; SCZD17; Hs.22998; NRXN1
Вид	Человек
ID гена (человек)	9378
ID гена	9378
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот с 31 по 310 участок человеческого NRXN1 (NP_001129131.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P58400 / Q9ULB1
Молекулярная масса белка	15 кДа / 46 кДа / 161 кДа / 164 кДа / 169 кДа
Доставка	Холодильный пакет