

## Поликлональные Антитела Против Nrхп3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q9Hdb5/Q9Y4C0

Артикул: CM0016018

### введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому NRXN3, реагирующие с образцами человека, мыши и крысы. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для изучения роли нейрексина-3 в синаптической адгезии и модуляции рецепторов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | NRXN3 Rabbit pAb                                                                                                    |
| Примечания/алиасы         | C14orf60; NRXN3                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                             |
| ID гена (человек)         | 9369                                                                                                                |
| ID гена                   | 9369                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 373–432 человеческого NRXN3 (NP_620426.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                             |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                |
| SWISS                     | Q9HDB5/Q9Y4C0                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 43 кДа/47 кДа/50 кДа/69 кДа/117 кДа/153 кДа/180 кДа                                                                 |
| Доставка                  | Айс-пакет                                                                                                           |