


Кроличья Поликлональная Антитело Против Nsa2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 095478

Артикул: CM0015447



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого NSA2 (TINP1/HCLG1), подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NSA2 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	HCLG1; TINP1; CDK105; HCL-G1; HUSSY29; HUSSY-29; NSA2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10412
ID гена	10412
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого NSA2 (NP_055701.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	095478
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент