

Поликлональные Антитела Против Nsd1 Для Вб И Ифа - Q96L73

Артикул: CM0026113



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому NSD1, подходящие для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживают NSD1 в образцах человека и мыши, нацелены на гистоновую метилтрансферазу, участвующую в регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NSD1 кроличьи пКАб
Примечания/Алиасы	STO; KMT3B; SOTOS; ARA267; SOTOS1; NSD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	64324
ID гена	64324
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 60-260 человеческого NSD1 (NP_071900.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96L73
Молекулярная масса белка	297 кДа
Доставка	Холодовая упаковка