


Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Nsd2/Whsc1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O96028

Артикул: CM0030375



введение

Кроличья поликлональная антитело против WHSC1/NSD2, гистонной метилтрансферазы. Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческим и мышиным материалом. Предназначено для исследований в области эпигенетики и биологии хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	WHSC1 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	WHS; TRX5; KMT3F; KMT3G; MMSET; RAUST; WHSC1; REIIBP
Вид	Человек
GeneID (человек)	7468
GeneID	7468
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 1 по 240 человеческого WHSC1 (NP_579877.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O96028
Молекулярная масса белка	152 кДа
Доставка	Холодильный пакет