

Поликлональное Антитело Anti-Nsd3/Whsc1L1 Для Wb, Elisa — Q9Bz95

Артикул: CM0019754



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого NSD3/WHSC1L1, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека и мыши. Подходит для изучения эпигенетических меток H3K4me2 и H3K27me2 в регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NSD3/WHSC1L1
Примечания/синонимы	KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; pp14328; NSD3/WHSC1L1
Вид	Человек
ID гена	54904
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 430–590 человеческого NSD3/WHSC1L1 (NP_075447.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9BZ95
Молекулярная масса белка	162 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет