


Моноклональное Антитело Против Nsdhl Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q15738

Артикул: CM0003200



введение

Кроличье моноклональное антитело против NSDHL исследовательского класса, валидированное для применения в WB и ИФА. Нацелено на человеческий белок NSDHL (Q15738) — стерол-4-альфа-карбоксилат-3-дегидрогеназу, участвующую в биосинтезе холестерина и траффике EGFR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NSDHL кроличье мАт
Примечания/алиасы	H105E3; XAP104; SDR31E1; NSDHL
Вид	Человек
GeneID	50814
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 50-150 человеческого NSDHL (NP_057006.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15738
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Айс-пак